



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 апреля 2017 года № ФСЗ 2010/06850

На медицинское изделие

Шприцы одноразовые стерильные Vogt Medical с иглами и без игл

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", Германия,

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Rüppurrer Str. 1A, Haus B, 76137 Karlsruhe, Germany

Производитель

"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", Германия,

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Rüppurrer Str. 1A, Haus B, 76137 Karlsruhe, Germany

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-16805/81973 от 27.03.2017

Вид медицинского изделия 260600

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9863

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 07 апреля 2017 года № 3078,
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



ДЮ. Павлюков

0031466

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 апреля 2017 года № ФСЗ 2010/06850

Лист 1

На медицинское изделие

Шприцы одноразовые стерильные Vogt Medical с иглами и без игл:

Варианты исполнения:

1. Шприцы одноразовые стерильные Vogt Medical инсулиновые трехкомпонентные :
U 40, U 100

объемом 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл

с иглами 0,3 x 8мм (30 G); 0,3 x 13мм (30 G); 0,33 x 13мм (29 G); 0,4 x 13мм (27 G)

или без игл.

2. Шприцы одноразовые стерильные Vogt Medical туберкулиновые трехкомпонентные
объемом 1 мл

с иглами 0,4 x 10мм (27 G); 0,4 x 13мм (27 G); 0,4 x 19мм (27 G); 0,45 x 10мм (26 G);

0,45 x 13мм (26 G)

или без игл.

3. Шприцы одноразовые стерильные Vogt Medical двух-и трехкомпонентные с
соединением Луер, Луер Лок, катетерный тип, шприцы для перфузионной помпы
объемом 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл,
20 (22) мл, 30 мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл, 150 мл, 200 мл с иглами

0,3 x 13мм (30 G); 0,33 x 13мм (29 G);

0,4 x 13мм (27 G); 0,4 x 19мм (27 G);

0,45 x 13мм (26 G); 0,45 x 16мм (26 G);

0,5 x 25мм (25 G);

0,55 x 25мм (24 G);

0,6 x 25мм (23 G); 0,6 x 30мм (23 G);

0,7 x 30мм (22 G); 0,7 x 40мм (22 G);

0,8 x 40мм (21 G);

0,9 x 40мм (20 G);

1,1 x 25мм (19 G); 1,1 x 40мм (19 G); 1,1 x 50мм (19 G);

1,2 x 40мм (18 G); 1,2 x 50мм (18 G);

1,6 x 40мм (16 G)

или без игл.

Место производства:

1. Vogt Medical Vertrieb GmbH, Rüppurrer Str. 1A, Haus B, 76137 Karlsruhe, Germany

2. Anhui Kangda Medical Products Co., Ltd., 88 Zhenxing Rd, Yangcun Town, 239304
Tianchang, People's Republic of China.

3. ООО "ЭСКУЛАП", Россия, 305000, Курская область, г. Курск, ул. Пучкова, д. 53.

З
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0035214